

Leiðbeiningar um sendingu sýna til meinafræðideildar

	Sýni - Rannsókn	Ílát/sýnatökusett	Magn sýnis	Best að senda....	Geymslumáti	Hámark geymslutími.
M	Öll almenn sýni.	Ílát/fötur með þéttu loki. Sent í 10% bufferuðu formalíni.	Ótilgreint	Með fyrstu ferð	Við stofuhita	24 klst.
M	Fersk sýni sem á að taka úr í túmor-banka. Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát/fötur með þéttu loki.	Ótilgreint	Strax / á ís		Ekkert geymsluþol
M	Fersk sýni fyrir frystiskurði (skyndisvör vegna sjúklunga í skurðaðgerð). Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát með þéttu loki. Í grisju vættri í saltvatni.	Ótilgreint	Strax		Ekkert geymsluþol
M	Fersk sýni f/immunofluorescent rannsóknir (flúrskinsrannsóknir). Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát með þéttu loki. Í saltvatni eða grisju vættri í saltvatni.	Ótilgreint	Strax		Ekkert geymsluþol
M	Ferskir vöðvar f/histokemiskar rannsóknir. Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát með þéttu loki. Ferskir eða í grisju vættri í saltvatni.	Ótilgreint	Strax / á ís		Ekkert geymsluþol
M	Ferskir eitlar. Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát með þéttu loki. Í grisju vættri í saltvatni.	Ótilgreint	Strax / á ís		Ekkert geymsluþol
M	Ferskar taugar. Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát með þéttu loki. Í grisju vættri í saltvatni.	Ótilgreint	Strax / á ís		Ekkert geymsluþol
M	Fersk nýrna-nálarsýni. Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát með þéttu loki. Á filter pappír vættum í saltvatni.	2 sýni amk.1cm hvort	Strax		Ekkert geymsluþol
M	Fersk sýni til rafsjárskoðunar (EM). Tilkynna þarf komu ferskra sýna.	Ílát með þéttu loki. Í grisju vættri í saltvatni.	Ótilgreint	Strax		Ekkert geymsluþol
M	Kónusar.	Ílát með þéttu loki. Í saltvatni.	Ótilgreint	Strax		Ekkert geymsluþol
M	Fylgjur.	Ílát/fötur með þéttu loki. Ferskar.	Ótilgreint	Með fyrstu ferð	Í kæli.	< 6 Klst.

Ýmis líffæri

Sími: 543-8066. Skiptiborð Landspítala 543 100 veitir upplýsingar um vakthafandi lækni og lífeindafræðing utan opnunartíma